

VISIFOLD

Lentes Intraoculares Hidrofílicos y Flexibles

Los lentes VisiFold son vendidos con el inyector VisiGlide. Use Visiglide para minimizar trauma cirurgico y inflamación inmediata después de la operación.



NOT AVAILABLE FOR
SALE IN THE U.S.



DESCRIPCIÓN



Material:	poly-HEMA
Índice refractivo:	1.463
Diámetro Óptico:	5.75mm
Largo Total:	12.25mm
Contenido de Agua:	25%
Agujeros Posición:	0
Angulo:	0 grados
Lasos:	Broad "C"
Constante 'A':*	118.0
ACD:*	5.0

RANGO DE AUMENTO

10 a 15 en 1.0 Dioptrias
15 a 25 en 0.5 Dioptrias
25 a 30 en 1.0 Dioptrias

CHARACTERÍSTICAS

- El ángulo cero grado evita errores de implantación
- Requiere una incisión de 2.8mm con VisiGlide
- Borde cuadrado que previene PCO
- Centro de espesor uniforme a través de todo el rango de aumento
- "Equiconvex UV" ópticos absorbentes equivalente a menos imperfecciones
- Clínicamente aprobado por su seguridad y eficacia
- Especificaciones se adhieren a las normas y estándares de ISO 11979

* Constante 'A' y ACD son solamente valores estimados.



VISIONARY MEDICAL SUPPLIES, INC.
SUTURES, IOLS, OPHTHALMIC SOLUTIONS, AND MORE

6441 Enterprise Lane, Madison, WI 53719 USA

TEL: 608-270-3880

FAX: 608-270-3882

www.visionarymedicalsupplies.com